




Avvertenze importanti

La Erbe Elektromedizin GmbH ha posto la massima cura nella redazione del catalogo accessori. Ciò nonostante non è possibile escludere completamente gli errori.

Le informazioni e i consigli contenuti nel catalogo non possono costituire fondamento di eventuali reclami verso la Erbe Elektromedizin GmbH. Nel caso in cui si configurasse una responsabilità derivante da norme di legge in vigore, tale responsabilità è limitata a dolo e negligenza grave.

Le indicazioni per l'uso degli strumenti sono basate su esperienze cliniche. La ricerca e l'esperienza clinica determinano uno sviluppo continuo nella tecnica e nel design dei prodotti. Inoltre, a causa delle tolleranze di produzione possono verificarsi lievi differenze rispetto alle misure indicate nel catalogo.

Altre avvertenze



Prima dell'uso, leggere attentamente le istruzioni relative.

Idrodissezione

Strumenti e accessori

- 03 Strumenti di tipo Hybrid
- 06 Applicatori e sonde
- 08 Accessori per ERBEJET 2
- 09 Accessori per ESM 2
- 11 Carrello e accessori

Strumenti ibridi

HybridKnife, tipo T, getto pieno, ø 2,3 mm, lunghezza 1,9 m
con attacco internazionale (3 pin)



No. 20150-060

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, tipo I, getto pieno, ø 2,3 mm, lunghezza 1,9 m
con attacco internazionale (3 pin)



No. 20150-061

= 5

2.5 kVp

30150-116



STERILE EO

HybridKnife, tipo O, getto pieno, ø 2,3 mm, lunghezza 1,9 m
con attacco internazionale (3 pin)



No. 20150-062

= 5

0.99 kVp

30150-116



STERILE EO

Strumenti e accessori

Strumenti ibridi

HYBRIDknife flex T-Type, elettrodo 1,5 mm, ø 2,6 mm, lunghezza 2,3 m

con attacco internazionale (3 pin)



No. 20150-110

= 5

4.5 kVp

30150-169

STERILE EO

HYBRIDknife flex T-Type, elettrodo 2,0 mm, ø 2,6 mm, lunghezza 2,3 m

con attacco internazionale (3 pin)



No. 20150-111

= 5

4.5 kVp

30150-169

STERILE EO

HYBRIDknife flex I-Type, elettrodo 1,5 mm, ø 2,6 mm, lunghezza 2,3 m

con attacco internazionale (3 pin)



No. 20150-112

= 5

4.5 kVp

30150-169

STERILE EO

HYBRIDknife flex I-Type, elettrodo 2,0 mm, ø 2,6 mm, lunghezza 2,3 m

con attacco internazionale (3 pin)



No. 20150-113

= 5

4.5 kVp

30150-169

STERILE EO

Strumenti e accessori

Strumenti ibridi

HybridAPC, ø 2,3 mm, lunghezza 1,9 m



No. 20150-015

 = 5

 4.3 kVp

 30150-147



STERILE EO

Applicatore, retto, con funzione monopolare HF, ø 6 mm, lunghezza 80 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica



No. 20150-036

 = 5

 2.5 kVp

 30150-205



STERILE EO

Strumenti e accessori

Applicatori e sonde

Applicatore, punta curva, ø 5 mm, lunghezza 183 mm

ad es. per urologia



No. 20150-025



 30150-000



STERILE EO

Applicatore, punta curva, ø 5 mm, lunghezza 336 mm

ad es. per laparoscopia



No. 20150-026



 30150-000



STERILE EO

Applicatore, retto, ø 6 mm, lunghezza 65 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica



No. 20150-030



 30150-000



STERILE EO

Applicatore, punta flessibile, ø 6 mm, lunghezza 65 mm

con aspirazione, ad es. per chirurgia epatica



No. 20150-031



 30150-000



STERILE EO

Applicatore, retto, ø 6 mm, lunghezza 306 mm

con aspirazione, ad es. per TME



No. 20150-038



 30150-000



STERILE EO

Strumenti e accessori

Applicatori e sonde

Applicatore, retto, ø 6 mm, lunghezza 180 mm

con aspirazione, ad es. per TEM



No. 20150-039

 = 5

 30150-000



STERILE EO

Applicatore, a baionetta, ø 2,8 mm, lunghezza 90 mm

con aspirazione



No. 20150-041

 = 5

 30150-000



STERILE EO

Sonda flessibile, ø 1,3 mm, lunghezza 2,2 m

ad es. per endoscopia flessibile



No. 20150-020

 = 5

 30150-000



STERILE EO

Strumenti e accessori

Accessori per ERBEJET 2

Cartuccia pompa plus ERBEJET 2



No. 20150-301

= 5

30150-400



STERILE EO

Comando monopedale ERBEJET 2 ReMode, AP & IP X8 Equipment



No. 20150-101

= 1

30150-100

max 75 °C



Comando bipedale ERBEJET 2 ReMode, AP & IP X8 Equipment



No. 20150-100

= 1

30150-100

max 75 °C



Ulteriori accessori per il pedale	Pezzo	No.
Staffa protezione per comando bipedale VIO	1	20189-306
Cavo per comando pedale ERBEJET 2, lunghezza 5 m	1	20150-104

Cavi rete per VIO, ERBEJET 2, ERBECRYO 2, ESM 2, IES 3, EIP 2	Paese	Designazione internazionale	Lunghezza	No.
Cavo rete 10A	Germania	E+F	2.5 m	52704-037
Cavo rete 10A	Gran Bretagna	G	2.5 m	52704-038
Cavo rete 10A	Canada	B	4 m	52704-039
Cavo rete 10A	Italia	L	2.5 m	52704-040
Cavo rete 10A	Germania	E+F	5 m	52704-042
Cavo rete 10A	Gran Bretagna	G	5 m	52704-043
Cavo rete 10A	Italia	L	5 m	52704-045
Cavo rete 10A	Germania	Cart	0.5 m	52704-046
Cavo rete 10A	Cina	I	4 m	52704-050
Cavo rete 10A	Brasile	I	4 m	52704-051
Cavo rete 10A	Svizzera	J	4 m	52704-052
Cavo rete 10A	Danimarca	K	4 m	52704-053
Cavo rete 10A	Internazionale	N	4 m	52704-054
Cavo rete 10A	Corea	E+F	5 m	52704-057
Cavo rete 10A	Israele	H	5 m	52704-058
Cavo rete 10A	Australia	I	5 m	52704-075

Strumenti e accessori

Accessori per ESM 2

Contenitore aspirazione, 1,5 litri



per impiego con sacca per aspirazione 20340-012

No. 20340-102

 = 1

Sacca per aspirazione, 1,5 litri



per impiego con contenitore per aspirazione 20340-102

No. 20340-012

 = 30



Sacca per aspirazione, 2,5 litri



per impiego con contenitore per aspirazione 20340-103

No. 20340-013

 = 30



Strumenti e accessori

Accessori per ESM 2

Filtro a membrana per ESM



per impiego con tubo in silicone 20340-004

No. 20340-100

 = 10



Tubo in silicone, lunghezza 600 mm



No. 20340-004

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

Supporto in plastica



per impiego con contenitore aspirazione 20340-102 e 20340-103

No. 20340-002

 = 1

Valvola di commutazione, supporto e due tubi in silicone, lunghezza 300 mm



No. 20340-003

 = 1

 max 95 °C

 max 134 °C

Cavi di connessione

No.

Cavo di connessione ECB per ERBEJET 2, lunghezza 0,45 m

51709-008

Set di fissaggio

No.

Set di fissaggio EIP 2 / ESM 2 su VIO CART 20180-000

20180-135

Carrelli e accessori

VIO CART, supporto sistemi per famiglia VIO e moduli



Misure: 630 x 940 x 650 mm (L x A x P)
 Peso: 31 kg
 4 ruote sterzabili ø 100 mm, con blocco
 1 ingresso rete
 3 uscite rete

Accessori inclusi:
 1 maniglione in acciaio inossidabile
 2 supporti per cavi
 1 supporto per pedale (per versione attuale del pedale)

No. 20180-000



80180-018



Ulteriori accessori per VIO CART

	No.
Cestello, 339 x 100/155 x 205 mm (L x A x P)	20180-010
Supporto cavo	20180-020
Supporto superiore per VIO CART, lunghezza 260 mm	20180-040
Supporto inferiore per VIO CART, lunghezza 390 mm, per impiego dell'aspiratore di secrezioni	20180-042
Set di fissaggio VIO D/S / APC 2 / ERBEJET 2 su VIO CART 20180-000	20180-131
Set di fissaggio EIP 2 / ESM 2 su VIO CART 20180-000	20180-135
Set di fissaggio VIO® D/ VIO® S/APC 2 su ERBEJET® 2/ ERBECRYO® 2	20150-050

SystemCarrier performance, carrello modulare per apparecchi e moduli Erbe



Dimensioni: 650 x 924 x 633 mm (L x A x P)
 Peso: 28 kg
 Conservazione bombola del gas interna
 4 ruote conduttive con freno di fissaggio
 1 ingresso di alimentazione
 5 prese di alimentazione

No. 20180-110



Accessori opzionali per SystemCarrier performance

	No.
Supporto interruttore pedale singolo, interruttore a pedale VIO®/ERBEJET® 2/ERBECRYO® 2	20180-463
Supporto per cavi rete	20180-460
Gancio per riporre i cavi	20180-465
Gancio per sacca per liquido d'irrigazione su supporto	20325-002
Binario di fissaggio per contenitori a ventosa (possono essere montati sull'ESM 2 stesso o sul corpus SystemCarrier)	20180-509
Cesto accessorio per SystemCarrier performance	20180-520
Cestello, 339 x 100/155 x 205 mm	20180-010
Set di fissaggio apparecchio su SystemCarrier performance VIO®/APC/ERBEJET® 2/ERBECRYO® 2	20180-150
Set di fissaggio ESM 2 su SystemCarrier performance	20180-511
Set di fissaggio VIO® 3/VIO® 3n/VIO® seal/APC 3 su ERBEJET® 2/ ERBECRYO® 2	20180-144
Set di fissaggio VIO® D/ VIO® S/APC 2 su ERBEJET® 2/ ERBECRYO® 2	20150-050
Set di fissaggio VIO® D/ VIO® S su APC 2	20180-134

Important information

The information, recommendations and other details contained in this medium ("information") reflect our state of knowledge and the state of the art in science and technology at the time the medium was created. The information is of a general nature, non-binding and intended solely for general information purposes; it does not constitute instructions for use.

The information and recommendations contained in this medium do not create any legal obligations on the part of Erbe Elektromedizin GmbH and its affiliated companies ("Erbe") or any other claims against Erbe. The information does not constitute any guarantees or other information on the nature of the product; such information requires an express contractual agreement with Erbe in each individual case.

Erbe is not liable for any kind of damage resulting from following the information on this medium, regardless of any legal grounds for liability.

Every user of an Erbe product is responsible for testing the respective Erbe product in advance with regard to its properties and its suitability for the intended type of use or purpose. Suitable type of use of the respective Erbe product can be found in the instructions for use for the respective Erbe product. The user is obliged to ascertain whether the instructions for use available to him/her correspond to the current status of the specific Erbe product. Devices may only be used in accordance with the instructions for use.

Information on settings, application sites, application duration and use of the respective Erbe product is based on the clinical experience of individual centers, physicians and clinical literature independent of Erbe as well as post market surveillance and empirical evidence. They constitute reference values, or Experienced Starting Settings, which must be checked by the user to ensure that they are suitable for the specifically planned application. Depending on the circumstances of a specific application, it may be necessary to deviate from the information provided. The user is responsible for checking this when using Erbe products. We wish to note that science and technology are subject to constant development as a result of research and clinical experience. Similarly, medicine and clinical application are constantly evolving as a result of research and technological development. This may also make it necessary for the user to deviate from the information provided on this medium.

This medium contains information about Erbe products that may not be approved/cleared in certain countries. The user of the respective Erbe product is obliged to inform himself/herself as to whether the Erbe product he/she is using is legally approved/cleared in his/her country and/or to what extent, if any, there are legal requirements for or restrictions on its use.

This medium is not intended for use in the USA.

Erbe Italia S.r.l.
Viale Sarca, 336/f
20126 Milano
Italia

Tel +39 02 6474681
info@erbe-italia.com
erbe-italia.com
medical-videos.com